

Хотите избавиться от лишних килограммов?

Уменьшить талию на 2 см за 50 минут?

Предлагаем Вам новое поколение термомассажеров!

Пользуясь поясом "Sauna Belt", Вы обретете стройную и идеальную фигуру.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. "Sauna Belt" позволяет уменьшить талию на 2 см за 50 минут.
2. Мгновенная потеря веса.
3. Ваша персональная сауна для комфортного использования дома.
4. Пояс "Sauna Belt" позволит Вам уменьшить объемы живота, талии, ягодиц и бедер в любом месте и в любое время.
5. "Sauna Belt" открывает поры на теле и растворяет жиры и токсины, клетки целлюлита, а пот выводит наружу.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Не только спортсмены - футболисты, пловцы, наездники, но и все те, кто следит за своим здоровьем, за своей внешностью, с большим удовольствием регулярно посещают сауны, бани. Приятное тепло сауны и согревает в холодное время года, и обеспечивает телесное и душевное расслабление, очищает организм от шлаков, улучшает кровообращение, эмоциональное состояние человека, повышает работоспособность и укрепляет иммунную систему. Постоянные посетители сауны тренируют свои кровеносные сосуды и, таким образом, обеспечивают стабильное состояние своего здоровья.

Так называемый «банный эффект» проявляется именно благодаря постоянному, хотя бы еженедельному, парению в сауне. Пояс «Sauna Belt» имеет большое преимущество перед обычной тепловой сауной, поскольку позволяет воспользоваться эффектом сауны дома. Кроме того, тепло может применяться на конкретных участках тела, где оно более всего необходимо. Прибор идеален для области живота, поясницы, спины и бедер, действуя как своего рода «портативная сауна».

Для достижения наилучшего эффекта «Sauna Belt» и во избежание влияния на организм резких перепадов температуры очень важно не пользоваться кондиционером и выполнять процедуру при комнатной температуре.

При наложении пояса «Sauna Belt» на тело нужно принять удобное положение, полулежа или стоя на ногах. Нежелательно пользоваться поясом лежа на животе или сидя, так как это может привести к неисправности в электрической цепи прибора.

Во время процедуры с поясом «Sauna Belt» не рекомендуется пользоваться кремами или мазями, поскольку поры в это время полностью открыты и может возникнуть аллергия.

Во время сеанса рекомендуется употреблять горячие напитки: кофе, молоко или чай. Не пить охлажденных напитков. Не использовать пояс «Sauna Belt» сразу после принятия пищи, выждать, как минимум, два часа.

Для достижения оптимальных результатов рекомендованное время каждого сеанса с прибором «Sauna Belt» составляет 50 минут. Не превышать рекомендованное время сеанса.

Не рекомендуется пользоваться поясом «Sauna Belt» более 45 дней подряд. При желании повторить курс процедур, до начала нового курса следует выждать 7 дней.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

С помощью липучек наложить пояс «Sauna Belt» на нужный участок тела (живот, поясницу или бедра). Пояс «Sauna Belt» должен быть полностью расправлен, без морщин, складок или сгибов. Для достижения эффекта сауны не следует слишком затягивать пояс.

Перед подключением прибора проверить, что напряжение аппарата соответствует напряжению электросети.

Убедитесь, что регулятор температуры находится в положении «OFF». Включить пояс «Sauna Belt» в электросеть.

Поставить кнопку регулятора температуры на максимум для того, чтобы прибор быстро нагрелся. Через 5 минут или когда почувствуется жар, установить нужную температуру.

По окончании сеанса вытереть вспотевшую кожу и выждать 15-20 минут перед тем, как принять ванну, пищу или охлажденные напитки.

Не стоит беспокоиться, если кожа немного покраснеет. Это реакция кожи на повышенную температуру пройдет через пару часов.



ВНИМАНИЕ!

Пояс «Sauna Belt» следует накладывать свободно, не затягивая, так, чтобы каждые 10 минут можно было бы контролировать реакцию кожи. При слишком высоком покраснении кожи следует снизить температуру нагрева во избежание нежелательных последствий.

Предлагаем внимательно ознакомиться со следующими предупреждениями:

- НЕ пользоваться булавками, иглами, другими колющими, а также металлическими предметами при применении пояса «Sauna Belt».
- НЕ накрывать пояс «Sauna Belt» какими-либо предметами, не рекомендованными данными инструкциями.
- НЕ стирать.
- НЕ сушить пояс феном.
- НЕ пользоваться поясом «Sauna Belt» после приема спиртных напитков, снотворных или успокоительных лекарств.
- НЕ разрешать детям и больным пользоваться поясом «Sauna Belt».
- Если Ваша кожа чувствительна к теплу, длительное использование пояса «Sauna Belt» на максимальной мощности может привести к появлению волдырей и ожогов.
- При проявлении сонливости и перед сном выключить «Sauna Belt».
- Пользоваться только регулятором температуры пояса «Sauna Belt».
- НЕ заменять детали прибора «Sauna Belt» деталями других приборов.
- Этот прибор не предназначен для использования в больницах.
- Держать пояс вдали от воды, поскольку его электрические части работают, даже если прибор выключен.
- НЕ оставлять и не хранить «Sauna Belt» там, где он может упасть в воду или в другие жидкости, например, в ванну, раковину или мойку.
- Во избежание ожогов, электрического шока, пожара или травм не держать «Sauna Belt» включенным или подсоединенным к электросети, если он не используется.
- Хранить пояс «Sauna Belt» в недоступном для детей месте.
- НЕ использовать пояс «Sauna Belt» для участков тела, не указанных в данных инструкциях. Неправильное пользование поясом может привести к его неисправности или к поражениям кожи.
- НЕ использовать пояс «Sauna Belt» на животных.
- Пояс НЕ предназначен для медицинских нужд.
- Использовать только принадлежности, рекомендованные изготовителем.